



TP : Dosages directs

- Dans un bécher, verser à l'aide d'une fiole jaugée $V_A = 50,0 \text{ mL}$ de Solution titrée: $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-(\text{aq})$ qui contient $n_A \text{ mol}$ d'ions H_3O^+ de C_A inconnue et ajouter environ 150mL d'eau distillée.
 - Rincer la burette avec la solution titrante .
 - Remplir la burette avec une solution d'hydroxyde de sodium $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$
- Solution titrante de concentration $C_B = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$.
- Réaliser le titrage, pour cela :
 - Ajouter progressivement la solution d'hydroxyde de sodium. (voir tableau ci-dessous)
 - Après chaque ajout, agiter et mesurer la conductivité σ de la solution. (la sonde reste immergée tout du long du titrage)
 - Poursuivre les mesures jusqu'à atteindre $V_B = 25,0 \text{ mL}$



V_B (mL)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25
σ (mS.cm ⁻¹)																						

1. Comment a évolué la conductivité σ de la solution après l'ajout d'un peu de soude ?
2. sur papier millimétré tracé la graphe $\sigma = f(V_B)$.



2. Décrire l'allure du graphe obtenu.
3. Écrire l'équation de la transformation chimique de dosage en indiquant tous les ions y compris spectateurs.
4. Construire le tableaux d'avancement de la réaction de dosage
5. Comment évoluent les concentrations suivantes au cours de l'ajout de soude : $[\text{H}_3\text{O}^+]$? $[\text{Cl}^-]$? $[\text{Na}^+]$?
On donne les conductivités molaires ioniques des ions suivants: (en $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$) $\lambda(\text{H}_3\text{O}^+) = 349,8 \times 10^{-4}$;
 $\lambda(\text{Na}^+) = 50,1 \times 10^{-4}$ et $\lambda(\text{HO}^-) = 19 \times 10^{-3}$
Comment évolue la conductivité σ du milieu réactionnel après l'ajout de soude ?
Interpréter l'évolution de la conductivité σ pour les différentes parties du graphe.
6. Lorsque les ions Solution titrée: H_3O^+ et $\text{HO}^-(\text{aq})$ Solution titrante disparu , On dira qu'on a atteint l'équivalence du titrage et le volume versé pour atteindre l'équivalence est appelé le volume équivalent. Déterminer graphiquement la valeur du volume équivalent noté V_{eq} .
7. D'après le tableau d'avancement ; À l'équivalence, quelle est la relation entre $n_{\text{H}_3\text{O}^+ \text{ initiale}}$ et $n_{\text{HO}^- \text{ versée}}$?
8. Exprimer littéralement la concentration en H_3O^+ ions oxonium C_A de la solution en fonction de C_B , V_{eq} et V_A .
Calculer sa valeur.